



DAFTAR IDENTIFIKASI REAGEN

Lemari : IV

NO	KODE REAGEN	NAMA REAGEN	KODE LOKASI
1	024-FC-PA	Acetic Acid	IV. A1
2	004-FD-PA	Acetone	IV. A1
3	007-FC-CR	Chlortrimethylsilane	IV. A2
4	016-FI-SY	Isopropylamin	IV. B1
5	027-CD-PA	Hydrochloric Acid	IV. B2
6	023-C-LC	Perchloric Acid	IV. C1
7	023-C-LC	Phosporic Acid	IV. C1
8	022-C-PA	Sulfuric Acid	IV. D1
9	020-FI-PA	Tetrahydrofuran	IV. D2

NB:

- Identifikasi penataan dan penyimpanan reagen yang dilakukan berdasarkan bahaya dan kompatibilitas bahan kimianya, ini dilakukan agar meminimalisir kecelakaan kerja di laboratorium mengingat bahan kimia memiliki sifat yang tidak similar yang dapat mendorong reaksi kimia yang berbahaya.
- Botol reagen juga dilabeli dengan stiker bulat berwarna hijau sebagai tanda untuk botol reagen yang sudah terbuka, hal ini dilakukan untuk menghindari botol reagen terbuka lebih dari satu, agar stok bahan kimia lebih terkendali.



DAFTAR IDENTIFIKASI REAGEN

Lemari : V

NO	KODE REAGEN	NAMA REAGEN	KODE LOKASI
1	025-CDE-PA	Amonium Solution	V. A1
2	039-F-SY	1-Chlorobutane	V. B2
3	015-TCR-PA	Formaldehyde solution	V. B2
4	017-FTR-LC	Methanol	V. C1
5	017-FTR-PA	Methanol for Analysis	V. C1
6	019-FDER-PA	N-Hexane	V. C2
7	044-C-SY	Propionic Anhydride	IV. D1

NB:

- Identifikasi penataan dan penyimpanan reagen yang dilakukan berdasarkan bahaya dan kompatibilitas bahan kimianya, ini dilakukan agar meminimalisir kecelakaan kerja di laboratorium mengingat bahan kimia memiliki sifat yang tidak similar yang dapat mendorong reaksi kimia yang berbahaya.
- Botol reagen juga dilabeli dengan stiker bulat berwarna hijau sebagai tanda untuk botol reagen yang sudah terbuka, hal ini dilakukan untuk menghindari botol reagen terbuka lebih dari satu, agar stok bahan kimia lebih terkendali.