



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

FORMULIR CEK PERFORMA OVEN GCMS

Nama Instrumen :

Model/Tipe :

Angka Suhu/Kelembaban*) :

	Hari-1 (tanggal) :	Hari-2 (tanggal) :	Hari-3 (tanggal) :
Suhu			
Kelembaban			

PENCAPAIAN WAKTU NORMAL DARI METODE COOLING KE METODE Puslab_..... (runtime analit dalam MENIT:DETIK)	PENCAPAIAN WAKTU (MENIT:DETIK)		
	REPLIKA I	REPLIKA II	REPLIKA III
(disi dengan run time analit)			
Mean			
SD			
%RSD			
Keberterimaan	%RSD ≤ 10 %		
Paraf Analis			

*) Catat angka Suhu/Kelembaban diluar batas keberterimaan selama 3 hari berturut-turut